
CLISMAS 구성 및 활용

- ❖ User_Admin이 허용한 범위 안에서 CLISMAS 이용
- ❖ Admin_안건 별 설정, User 관리, 신청 내역 등 확인

CLISMAS의 기능 및 구성

| 기능 | 구분 | 상세 |
|---------------|---------------|---|
| 검사 결과 확인 | USER ADMIN | LIMS로부터 최종 검사 결과를 읽어와 실시간으로 웹 조회가 가능 안건 별, 병원 별, 대상자 별 검사 결과 구분 개인 별로 부여받은 ID로 로그인하면, 해당하는 안건, 병원에 대한 결과만 제한적으로 확인할 수 있음 ADMIN은 전체 안건, 전체 병원의 검사 결과 확인 가능 |
| 검체 수거 요청 | USER | • 수거 요청 일자, 대상자, 방문주수 입력 • 수거 요청 상황 및 결과 내역 확인 가능 |
| | ADMIN | • 전체 안건에 대한 기간 별 수거 요청 상황 확인 가능 • 경우에 따라 병원을 대신하여 수거 신청 가능 |
| 채혈용 KIT 신청 | USER | • 채혈용 KIT 종류 별 필요 개수, 필요한 날짜 지정하여 제출 가능 |
| | ADMIN | • 각 안건 별 채혈용 KIT [종류] 설정 가능 • 기간 별, 안건 별, 병원 별, 요청수령일자 별 전체 KIT 신청 내역 확인 가능 • 발송 시 각 KIT 의 유효기간 만료 일자 표시하여 추후 분류, 검색 가능 |
| Lab report 발송 | ADMIN | • 접수 내역에 따라 CLISMAS 상에서 안건 별, 병원 별, 대상자 별 Lab report 발송 대상 List가 TAT 에 따라 나타남• LIMS에서 결과 보고 완료 후, Lab report CLISMAS에 전송함• CLISMAS의 Lab report 발송 List에서 Lab report의 PDF 파일 발생, [보내기]버튼 활성• 발송된 Lab report의 PDF 파일은 PW가 걸려있어야함• Lab report의 수신자(email 주소), 파일 PW는 병원별로 사전에 설정 |
| 안건 별 설정 | ADMIN | • 안건코드를 입력하여면 LIMS에 접수된 안건 등록 정보를 읽어와서 저장 • LIMS에서 안건 등록의 검사 항목 등록 시 eCRF에서 blind로 설정한 항목은 CLISMAS에서도 실시간 검사 결과 확인이 절대 불가능해야함**** |
| ID/PW 부여 | ADMIN | • 각 담당자 별로 ID/PW를 부여 • ID에 따라 안건 별, 병원 별 제한하며, CLISMAS 상에서 사용할 수 있는 기능도 제한 가능 • Lab report를 수신할 담당자인지 여부를 설정(안건 별 설정에서 각 병원 별 Lab report 수신 자 확인 가능. 두 메뉴 중 한군데서 변경사항 발생하는 경우 모두 수정되어야함) • ID/PW 공지 메일 발송 |

검사 결과 확인



검사 결과 확인


LAB RESULT

REAL TIME TEST RESULT

RESULT STATISTICS

일정기간 동안
의 피험자 결

일정기간 동안 의 피험자 결 과추이를 확인 할 때 사용(항 목별로 조회가 능)



Welcome to

member : 관리자

O Logout


검체 수거 요청

| Lab Result | PickUp Request | Kit Order | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|
| O PickUp Req | uest | ID에 따라 로그인 시 자동으로 해 | | |
| Protocol No. | DA8159_PAH | ూ█ 당 Protocol No.및 Site Name이 | | |
| Site Name | Samsung Med | Samsung Medical Center v 뜹니다. | | |
| PickUp Date | 2013-10-16 | 2013-10-16 (AM 09:00) | | |
| Storage Condition | ○ 동결검체 | ○ 동결검체 있음 ⊙ 동결검체 없음 | | |
| • Quantity | 총 3 V 1. Subject N 2. Subject N 3. Subject N | o. Visit Visit2 [0/1/0] | | |
| · PickUp Staff | | 주담당자 : 신용민 (010-9061-1410) 부담당자 : 송인진 (010-2794-7395) | | |
| • 연구간호사연 | 락처 02-3410-16 | 02-3410-1698 | | |
| □ 방문시간 | 15:30~16:0 | 15:30~16:00 | | |


당일 요청은 안되고 익일부터 2주 후까지 예약을 요청할 수 있습니다.

- 1. Pickup Date를 정하고 동결검체의 유무를 체크함
- 2. 의뢰할 건수 및 Subject No. 및 Visit을 Quantity에 체크함.
- 3. SUBMIT REQUEST버튼을 클릭하면 자동으로 Pickup staff에게 예약된 날 오전9시에 자동으로 문자가 송신됨.


검체 수거 요청



검체 수거 요청




채혈 KIT 신청



8


채혈 KIT 신청

확인 일자가 Shipped date에 입력됨




클릭한다

Lab report 발송




Lab report 발송

Revised lab report 발송 및 기록




Revised Lab report 발송



안건 별 설정

(for Kit Order)




추가

채혈용 KIT 종류를 추가/삭

제/수정할 수 있음

저장 목록

ID 발급



ID 발급

